

PRX 08

Riduttore con dosatore a scatti



Riduttore di pressione destinato al collegamento diretto alla bombola. Il manometro, consente una rapida lettura della pressione di caricamento della bombola.

Caratteristiche specifiche

Connessione ingresso standard NF
 Valvola di sicurezza
 Uscita portagomma $\varnothing 6\text{mm}$
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore
 Dosatore a scatti con manopola in ABS

Dati tecnici

Dimensioni	100x110x130 max ± 5 mm
Peso	0,78 \pm 0,2 kg
Pressione in ingr. max	200 bar
Pressione in uscita	Pretarata max 4 bar
Regol. flusso (l/min)	0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vyton
Scala manometro	0 – 300 bar classe di precisione 2,5

Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

RID.PRES.SCATTI 15 l/m NF
 C/COPRIM.PORT. $\varnothing 6\text{mm}$

PR00316B



Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 84055

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it