

PRX 05

Riduttore a membrana con presa UNI



Riduttore di pressione destinato al collegamento diretto alla bombola. Il manometro, consente una rapida lettura della pressione di caricamento della bombola.

Caratteristiche specifiche

Connessione ingresso standard UNI
 La presa UNI in uscita permette connessioni e disconnessioni rapide degli utilizzatori
 Valvola di sicurezza
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore
 Caratterizzato da portata elevata e stabile

Dati tecnici

Dimensioni	90x130x155 ± 5 mm
Peso	1,51 ± 0,2 kg
Pressione in ingresso max	200 bar
Pressione in uscita	Pretarata max 4 bar
Flusso in uscita	150 l/min
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vyton
Scala manometro	0 – 300 bar classe di precisione 2,5

Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

RID. PRESS. MEMBR 3,5BAR-
 150LT/MIN C/PRESA UNI
PR00323C



Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it