

Riduttore di pressione

Completo di manometro con sensore



Riduttore di pressione a doppio stadio con taratura fissa idoneo al collegamento diretto alla bombola. Il manometro con sensore resistivo, consente di inviare il segnale elettrico ad un commutatore predisposto.

Caratteristiche specifiche

Compatto e affidabile
 Raccordo in ingresso standard UNI
 Valvola di sicurezza
 Uscita portagomma $\varnothing 7\text{mm}$
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore

Dati tecnici

Dimensioni	130x90x150 mm
Peso	1,45 KG
Pressione in ingresso max	230 bar
Pressione in uscita	Pretarata 4 bar
Flusso	150 l/min
Filtro	60 μ
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vyton
Lunghezza cavo sensore	2,5 m

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

RID.PRES.MEMBR. 3,5 Bar-150
 L/m CON MANOM MONITOX

PR00326B

Classificazione CND



Z120309

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it