

PRX05

Riduttore di pressione

Con trasduttore



Riduttore di pressione a doppio stadio con taratura fissa idoneo al collegamento diretto alla bombola. Il trasduttore integrato, permette di inviare le letture di pressione ad un dispositivo per il monitoraggio presente all'interno del veicolo sanitario.

Caratteristiche specifiche

Compatto e affidabile
Raccordo in ingresso standard UNI
Valvola di sicurezza
Raccordo in uscita 1/4" gas con portagomma \varnothing 7mm
Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore

Dati tecnici

Dimensioni	115x127x125 mm
Peso	1,42 kg
Pressione in ingresso max	230 bar
Pressione in uscita	Regolabile da 0 a 7 bar
Flusso	150 l/min
Filtro	60 μ
Alimentazione	DC 8...30V
Segnale di uscita	0...5V, 3 fili
Cavo trasduttore	48 cm
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vytan

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

PRX05 CON TRASDUTTORE
PRESSIONE 300BAR

PR00336B

Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 84047/R



Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it