

## PRX 08

## Riduttore di pressione con flussimetro a scatti



Riduttore di pressione con taratura fissa idoneo al collegamento diretto alla bombola. Il manometro, consente una rapida lettura della pressione di caricamento della bombola. Il flusso in uscita è regolabile grazie al flussimetro integrato.

#### Caratteristiche specifiche

Compatto e affidabile  
 Connessione ingresso standard DIN  
 Valvola di sicurezza  
 Uscita portagomma  $\varnothing 6$ mm  
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore

#### Dati tecnici

Dimensioni	105x115x85 $\pm$ 5 mm
Peso	720 $\pm$ 20 g
Pressione in ingresso max	200 bar
Pressione in uscita	Preparata 4 bar
Regolazioni flusso possibili	0 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 6 – 9 – 12 – 15 l/min
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vyton
Scala manometro	0 – 300 bar

#### Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

RID.PRES.PIST. O2 DIN TED.15  
 l/m-CORTO-PORT.  $\varnothing 6$ mm

PR00346B

Classificazione CND



Z120309

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)