

## PRX 07

Riduttore a pistone con portata fissa



Riduttore di pressione con taratura fissa idoneo al collegamento diretto alla bombola. Il manometro, consente una rapida lettura della pressione di caricamento della bombola.

### Caratteristiche specifiche

Compatto e affidabile  
 Connessione ingresso standard UNI  
 Valvola di sicurezza  
 Uscita presa rapida DIN  
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore

### Dati tecnici

Dimensioni	125x115x35 ± 5 mm
Peso	0,67 ± 0,2 kg
Pressione in ingresso max	200 bar
Pressione in uscita	Pretarata max 4 bar
Flusso in uscita	140 l/min ± 10%
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vyton
Scala manometro	0 – 300 bar classe di precisione 2,5

### Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

RID.PRES.PIST.B3,5-140l/m-  
CORT-C/PRESA O2 DIN M<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

PR00356



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)