

Riduttore di pressione con flussimetro a colonna



Riduttore di pressione completo di flussimetro a colonna idoneo al collegamento diretto alla bombola.

Caratteristiche specifiche

Rapida visualizzazione del flusso erogato grazie all'elevata trasparenza della colonna del flussimetro
 Manometro integrato nel riduttore per un controllo immediato della pressione residua nella bombola
 Uscita portagomma $\varnothing 6\text{mm}$
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore

Dati tecnici

Dimensioni	165x170x35 \pm 10mm
Peso	660 \pm 20g
Pressione in ingresso	Max 200 bar
Pressione in uscita	3,5/4 bar
Standard connessione	UNI
Uscita	Portagomma \varnothing 7 mm
Regolazione flusso	Continua da 0 a 15 l/min
Materiali	Acciaio, Ottone cromato, Al
Scala manometro	0-300 bar

Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM Ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

RIDUTTORE PRX07 UNI C/FL-X

FLUSSIMETRO

PR00358



Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it