

## CERVER

### Collarín cervical de una pieza



Collarín cervical de una sola pieza para ser utilizado en situaciones de primeros auxilios y de emergencia. Son adecuados para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas


Ligero y cómodo  
 Aplicación rápida gracias a la correa de cierre  
 Acceso para la traqueostomía  
 Apoyo mentón obtenido de una parte flexible del collarín  
 Fácil de limpiar

#### Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines una

#### Datos Técnicos

Medida	M
Materiales	Vinyl revestido PE
Altura <b>A</b>	105 mm
Longitud <b>B</b>	635 mm
Altura <b>C</b>	160 mm
Peso	170 g



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CERVER COLLAR MED. M

QC10102K



Clasificación CND Y060312

ID de registro 100566

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)