

CERVER

Collari cervicali monovalva



Collare cervicale monovalva, destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

Leggero e confortevole
 Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
 Accesso per tracheotomia
 Supporto mento ricavato da una parte flessibile del collare
 Semplice da pulire

Dotazione

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Sacca per collari monovalva

Dati tecnici

Misure incluse	XS, S, M, L
Dimensioni borsa	750x250 mm
Materiali	PE rivestito in vinile
Peso del kit	700 ± 20 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CERVER KIT 4 MISURE CON SACCA
 QC10104K



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	100576

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it