

## KYOTO

### Collare cervicale



Collare cervicale bivalva, con foro per paziente tracheostomizzato utilizzabile anche per la stabilizzazione di fratture cervicali.

#### Caratteristiche specifiche

- Materiali morbidi antidecubito per un maggior comfort del paziente
- Rinforzi anatomici su entrambe le valve per un miglior supporto
- Chiusura regolabile con fascia strap
- Fori per una miglior traspirazione
- Lavabile e riutilizzabile (per un solo paziente)

#### Dati tecnici

Misura	S
Materiali	PU espanso, PE
Altezza <small>(Appoggio mento-Sterno)</small>	11 cm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

KYOTO-COLLARE CERVICALE  
IN PU ESPANSO MIS. S  
QC11000B



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	1215507

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)