

## KYOTO

### Collare cervicale



Collare cervicale bivalva, con foro per paziente tracheostomizzato utilizzabile anche per la stabilizzazione di fratture cervicali.

#### Caratteristiche specifiche

Materiale morbido antidecubito per un maggior comfort del paziente

Rinforzi anatomici su entrambe le valve per un miglior supporto

Chiusura regolabile con fascia strap

Fori per una miglior traspirazione

Lavabile e riutilizzabile (per un solo paziente)

Consente l'esecuzione delle indagini diagnostiche ai raggi x

#### Dati tecnici

Misura	L
Materiali	PU espanso, PE
Altezza <small>(Appoggio mento-Sterno)</small>	13 cm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

KYOTO-COLLARE CERVICALE  
IN PU ESPANSO MIS. L  
QC11002B



Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 1215513

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)