

KYOTO

Collare cervicale



Collare cervicale bivalva, con foro per paziente tracheostomizzato utilizzabile anche per la stabilizzazione di fratture cervicali.

Caratteristiche specifiche

Materiale morbido antidecubito per un maggior comfort del paziente

Rinforzi anatomici su entrambe le valve per un miglior supporto

Chiusura regolabile con fascia strap

Fori per una miglior traspirazione

Lavabile e riutilizzabile (per un solo paziente)

Dati tecnici

Misura	XL
Materiali	PU espanso, PE
Altezza <small>(Appoggio mento-Sterno)</small>	13 cm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

KYOTO-COLLARE CERVICALE

IN PU ESPANSO MIS. XL

QC11003B



Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 1238817

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it