

PARIS

Collare cervicale morbido



Collare cervicale morbido ad un pezzo, progettato per minimizzare la contrazione muscolare aumentando la stabilizzazione il collo e per alleviare molte patologie cervicali.

Caratteristiche specifiche

- Leggero e confortevole
- Applicazione rapida grazie alla chiusura strap
- Il tessuto in cotone consente la traspirazione della pelle
- Il dispositivo può contenere lattice
- Utilizzo per singolo paziente

Dati tecnici

Misure disponibili	S, M, L, XL
Dimensioni	S: 410x105x25 ± 5mm
	M: 500x120x25 ± 5mm
	L: 590x130x25 ± 5mm
	XL: 650x130x25 ± 5mm
Materiali	PE exp., cotone
Peso	S: 65 ± 5 g
	M: 90 ± 5 g
	L: 110 ± 5 g
	XL: 120 ± 5 g

DM di Classe I in accord alla Dir. 93/42/CEE

PARIS – COLLARE CERVICALE
MORBIDO

QC12000B (S)

QC12001B (M)

QC12002B (L)

QC12003B (XL)



Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione (S) 1478632

Identificativo registrazione (M) 1478639

Identificativo registrazione (L) 1478640

Identificativo registrazione (XL) 1478641

Rev.0 (09/11/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it