

NEC YORK

Kit 3 misure collari cervicali monovalva





I collari cervicali Nec York sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

Caratteristiche specifiche
Rapida applicazione grazie alla chiusura strap
Accesso per tracheotomia
Aperture nella parte nucale per migliorare
and the second s
l'aerazione
l'aerazione Imbottitura sagomata confortevole

Accessori opzionali
QC19010C - COLLAR BAG 1 – Sacca per collari
monovalva

Dati tecnici			
Taglie	2 (Paediatric) 3 (Neckless) 5 (Regular)		
Materiali	PE, PA		
Peso kit (con sacca)	430 ± 50 g		
Dimensione A (± 5mm)	125 mm (Paediatric) 135 mm (Neckless) 145 mm(Regular)		
Dimensione B (± 5 mm)	445 mm (Paediatric) 555 mm (Neckless) 555 mm (Regular)		
Dimensione C (± 5 mm)	100 mm (Paediatric) 95 mm (Neckless) 115 mm (Regular)		







QC19013C			
NEC YORK - CERVICAL COLLARS KIT 3 MISURE C/SACCA			
SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745			
QC19002C - NEC YORK	Id. Reg.	CND Y060312	
- COLLARE CERVICALE	83084		
MIS.2 (PAEDIATRIC)			
QC19020C - NEC YORK	Id. Reg.	CND Y060312	
- COLLARE CERVICALE	83086		
MIS.3 (NECKLESS)			
QC19022C - NEC YORK	Id. Reg.	CND Y060312	
- COLLARE CERVICALE	83090		
MIS.5 (REGULAR)			