

## NECK YORK

### Kit Collarín cervical de una pieza



Kit de collarines cervicales de una pieza destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas

Aplicación rápida gracias a la correa de cierre  
 Acceso para la traqueotomía  
 Aberturas en la parte del cuello para mejorar la aireación  
 Cómodo acolchado moldeado

#### Datos técnicos

Medidas	Infant, Paediatric, Neckless, Regular, Short, Large
Material	PE

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SET NEC YORK 6 MEDIDAS  
 CON FUNDA

QC19019C

Clasificación CND



Y060312

Rev.0 (27/03/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)