

NEC YORK

Collarín cervical de una pieza




Collarín cervical de una pieza destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Acceso para la traqueotomía
- Aberturas en la parte del cuello para mejorar la aireación
- Cómodo acolchado moldeado

Datos técnicos

Medida	Neckless
Materiales	PE
Peso	120 g
Dimensión A	135 mm
Dimensión B	555 mm
Dimensión C	95 mm



Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – bolsa para collarines de una pieza

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

NEC YORK - COLLARÍN CERV.

UNA PIEZA MED.3
(NECKLESS)

QC19020C

Clasificación CND



ID de registro

Y060312

83086

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it