

NEC YORK

Collarín cervical de una pieza




Los collarines cervicales Nec York son dispositivos que se utilizan para ayudar a mantener la alineación neutra del raquis cervical.

Características específicas

Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
 Acceso para la traqueotomía
 Aberturas en la parte del cuello para mejorar la aireación
 Cómodo acolchado moldeado

Datos técnicos

Medida	Short
Materiales	PE
Peso	110 g
Dimensión A	130 mm
Dimensión B	555 mm
Dimensión C	80 mm



Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines de una pieza

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

NEC YORK - COLLARÍN
 CERVICAL MED.4 (SHORT)
 QC19021C



Clasificación CND	Y060312
ID de registro	83088

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it