

## NEC YORK

Collarín cervical de una pieza




Collarín cervical de una pieza destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

### Características específicas

- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Acceso para la traqueotomía
- Aberturas en la parte del cuello para mejorar la aireación
- Cómodo acolchado moldeado

### Datos técnicos

Medida	Regular
Material	PE
Peso	130 g
Dimensión A	145 mm
Dimensión B	555 mm
Dimensión C	120 mm



### Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines de una pieza

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

NEC YORK – COLLARÍN CERV.

UNA PIEZA MED. 4

(REGULAR)

QC19022C

Clasificación CND



ID de registro

Y060312

83090

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)