

NEC YORK

Collare cervicale monovalva




Collare cervicale monovalva destinato all'uso in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Accesso per tracheotomia
- Aperture nella parte nucale per migliorare l'aerazione
- Imbottitura sagomata confortevole

Dati tecnici

Taglia	Regular
Materiali	PE
Peso	130 g
Dimensione A	145 mm
Dimensione B	555 mm
Dimensione C	120 mm



Accessori opzionali

- QC19010C - COLLAR BAG 1 - sacca per collari monovalva

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEC YORK - COLLARE CERV.
MONOV. MIS.5 (REGULAR)



QC19022C

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 83090

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it