

## NEC YORK

### Collare cervicale monovalva




I collari cervicali Nec York sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

#### Caratteristiche specifiche

Rapida applicazione grazie alla chiusura strap  
 Accesso per tracheotomia  
 Aperture nella parte nucale per migliorare l'aerazione  
 Imbottitura sagomata confortevole

#### Dati tecnici

Taglia	Large
Materiali	PE
Peso	120 g
Dimensione A	135 mm
Dimensione B	555 mm
Dimensione C	130 mm



#### Accessori opzionali

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Sacca per collari monovalva

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

NEC YORK - COLLARE  
 CERVICALE MIS.6 (LARGE)

QC19024C

Classificazione CND



Y060312

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)