

NEC YORK

Kit 6 pezzi collari cervicali monovalva




I collari cervicali Nec York sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

Caratteristiche specifiche

- Rapida applicazione grazie alla chiusura strap
- Accesso per tracheotomia
- Aperture nella parte nucale per migliorare l'aerazione
- Imbottitura sagomata confortevole
- Il kit include 4 collari cervicali misura regular e 2 collari cervicali misura paediatric
- Sacca di trasporto

Dati tecnici

Materiali	PE, PA
Dimensione A (± 5 mm)	125 mm (Paediatric) 145 mm (Regular)
Dimensione B (± 5 mm)	445 mm (Paediatric) 555 mm (Regular)
Dimensione C (± 5 mm)	100 mm (Paediatric) 115 mm (Regular)



Accessori opzionali

- QC19010C - COLLAR BAG 1 – Sacca per collari monovalva

QC19025C

NEC YORK - CERVICAL COLLARS KIT 6 (4 AD. 2 PED.)
C/SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QC19002C – NEC YORK - COLLARE CERVICALE MIS.2 (PAEDIATRIC)	Id. Reg. 83084	CND Y060312
QC19022C – NEC YORK - COLLARE CERVICALE MIS.5 (REGULAR)	Id. Reg. 83090	CND Y060312

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it