

## **NEC UP**

## Collarín multitallas adulto



Los collarines cervicales Nec Up son dispositivos que se utilizan para ayudar a mantener la alineación neutra del raquis cervical.

| Características específicas   |
|---|
| Rápida aplicación gracias al cierre strap   |
| Acceso para traqueotomía  |
| Acolchado para mayor comfort  |
| Agujero trasero para permitir la ventilación y facilitar las inspecciones                                   |
| Soporte del la barbilla ajustable en 4 alturas para adaptarse a un gran número de conformaciones cervicales |
| Permite la realización de exámenes de diagnóstico preliminares a los rayos X                                |

| Datos técnicos               |                  |
|------------------------------|------------------|
| Medidas obtenibles en altura | Tall – 135 mm    |
|                              | Regular – 125 mm |
|                              | Short – 115 mm   |
|                              | Low – 105 mm     |
| Circunferencia collarín      | 575 mm           |
| Materiales                   | PE               |
| Peso                         | 120 g            |
|                              | _                |

| DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745 |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| NEC UP - COLLARÍN MULTIMESURA                    |         |  |  |
| ADULTO   |         |  |  |
| QC19100B   |         |  |  |
| Clasificación CND                                | Y060312 |  |  |