


NEC UP

Collarín multitallas adulto



Collar cervical de una pieza con múltiples medidas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

| |
|---|
| Rápida aplicación gracias al cierre strap |
| Acceso para traqueotomía |
| Acolchado para mayor comfort |
| Agujero trasero para permitir la ventilación y facilitar las inspecciones |
| Soporte del la barbilla ajustable en 4 alturas para adaptarse a un gran número de conformaciones cervicales |
| Permite la realización de exámenes de diagnóstico preliminares a los rayos X |

Detalles técnicos

| | |
|------------------------------|------------------|
| Medidas obtenibles en altura | Tall – 135 mm |
| | Regular – 125 mm |
| | Short – 115 mm |
| Circunferencia collarín | 575 mm |
| Materiales | PE |
| Peso | 120 g |

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

NEC UP ADULTO - COLLARÍN
MULTITALLAS
QC19100B

Clasificación CND



Y060312

Rev.4 (14/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it