

## NEC UP

### Collarín multitallas pediátrico



Collar cervical de una pieza con múltiples medidas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

#### Características específicas

- Rápida aplicación gracias al cierre strap
- Acceso para traqueotomía
- Acolchado para mayor comfort
- Agujero trasero para permitir la ventilación y facilitar las inspecciones
- Soporte del la barbilla ajustable en 3 alturas para adaptarse a un gran número de conformaciones cervicales
- Permite la realización de exámenes de diagnóstico preliminares a los rayos X

#### Detalles técnicos

Medidas obtenibles en altura	Petite – 80 mm
	Pedi – 70 mm
	Infant – 60 mm
Circunferencia collarín	465 mm
Materiales	PE
Peso	85 g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

NEC UP PEDIÁTRICO - COLLARÍN  
MULTITALLAS

QC19101B

Clasificación CND



Y060312

Rev.4 (14/01/2019)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)