

NEC UP

Collare multimisura pediatrico



Collare cervicale monovalva multimisura destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Accesso per tracheotomia
- Imbottitura per aumentare il comfort
- Foro posteriore per permettere aerazione e agevolare eventuali ispezioni
- Appoggio mento regolabile su 3 altezze per adattarsi ad un elevato numero di conformazioni cervicali

Dati tecnici

Misure in altezza ottenibili	Petite – 80 mm
	Pedi – 70 mm
	Infant – 60 mm
Circonferenza collare	465 mm
Materiali	PE
Peso	85 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEC UP - COLLARE MULTIMISURA
PEDIATRICO

QC19101B

Classificazione CND



Y060312

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it