

NEC UP

Regulowany kołnierz pediatryczny



Jednocześnieowy, regulowany kołnierz szyjny zaprojektowany do stosowania przy udzielaniu pierwszej pomocy i w sytuacjach zagrożenia. Stanowi rozwiązanie w przypadku unieruchamiania odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentów urazowych.

Cechy charakterystyczne

- Szybka instalacja dzięki paskom z rzepami
- Dostęp tracheotomijny
- Zwiększająca komfort wyściółka
- Otwór tylny do wentylacji i inspekcji
- 3 wysokości podparcia podbródka dla uzyskania najlepszego dopasowania u różnych pacjentów
- Rodzaj wybranego położenia widoczny w postaci czerwonego znacznika na bocznej ścianie kołnierza
- Po wybraniu położenia podparcia – łatwe zablokowanie ustawień
- Kompatybilny z RX, MRI, TAC ^(Uwaga)

Uwaga: Kompatybilność wynika z braku zastosowania materiałów magnetycznych

Dane techniczne

Dostępne wysokości podparcia podbródka	Petite – 80 mm
	Pedi – 70 mm
	Infant – 60 mm
Obwód	465 mm
Materiał	PE
Waga	85 g

Klasa I Urz. Med. Zgodnie z Dir. 93/42/CEE

NEC UP PAEDIATRIC - MULTI-SIZE
COLLAR

QC19101B

Klasyfikacja CND



Y060312

Rev.4 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it