

# DALLAS

## Collarín cervical semirígido una pieza



Collarín cervical de una pieza desechable destinado a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifica como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

### Características específicas

Ligero y cómodo  
 Aplicación rápida gracias a la correa de cierre  
 El color blanco permite una visión inmediata del estado de limpieza

### Datos técnicos

Dimensión A	120 mm
Dimensión B	95 mm
Dimensión C	405 mm
Dimensión D	65 mm
Material	PE expandido
Peso	16 g



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS – COLLARÍN CERV.  
 DESECHABLE UNA PIEZA MED. XS  
**QC22301A**



Classificación CND	Y060312
ID de registro	92291

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)