

## DALLAS

Collare cervicale semirigido monovalva




Collare cervicale monovalva, monopaziente destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

### Caratteristiche specifiche

Leggero e confortevole  
Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap  
La colorazione bianca permette un immediato ritorno visivo delle condizioni di pulizia

### Dati tecnici

Dimensione A	120 mm
Dimensione B	95 mm
Dimensione C	405 mm
Dimensione D	65 mm
Materiali	PE espanso
Peso	16 g



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - COLLARE CERV.  
MONOUSO MONOVALVA MIS.XS  
QC22301A



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	92291

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)