

## DALLAS

### Collare cervicale semirigido monovalva




Collare cervicale monovalva, monopaziente destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

#### Caratteristiche specifiche

Leggero e confortevole  
 Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap  
 La colorazione bianca permette un immediato ritorno visivo delle condizioni di pulizia

#### Dati tecnici

|              |            |
|--------------|------------|
| Dimensione A | 125 mm     |
| Dimensione B | 100 mm     |
| Dimensione C | 485 mm     |
| Dimensione D | 65 mm      |
| Materiali    | PE espanso |
| Peso         | 13 g       |



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - COLLARE CERV.  
 MONOUSO MONOVALVA MIS.S  
 QC22302A



Classificazione CND Y060312  
 Identificativo registrazione 92293

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)