

DALLAS

Kit 3 Collarines cervicales semirígidos una pieza



Collarines cervicales de una pieza desechables destinados a ser utilizado en los primeros auxilios y situaciones de emergencia. Se identifican como una solución para la inmovilización del raquis cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

Ligeros y cómodos
Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
El color blanco permite una visión inmediata del estado de limpieza

Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – BOLSA PARA COLLARINES
UNA PIEZA

Datos técnicos

Medidas incluidas	S, M, L
Materiales	PE expandido
Peso del kit	100 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - KIT COLLARINES
DESECHABLES 3 MEDIDAS (S/M/L)

QC22350A

Classificación CND Y060312

IDE de registro 195190



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it