

DALLAS

Kit 3 Collari cervicali monovalva



Collari cervicali monovalva monopaziente destinati all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identificano come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

Leggeri e confortevoli
Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
La colorazione bianca permette un immediato ritorno visivo delle condizioni di pulizia

Accessori opzionali

QC19010C - COLLAR BAG 1 - SACCA PER COLLARI MONOV.

Dati tecnici

Misure incluse	S, M, L
Materiali	PE espanso
Peso del kit	100 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DALLAS - KIT COLLARI MONOUSO 3
MISURE (S/M/L)

QC22350A

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 195190



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it