

DALLAS

Kit 5 collarines cervicales semirígidos una pieza



Los collarines cervicales Dallas son dispositivos que se utilizan para ayudar a mantener la alineación neutra del raquis cervical.

Características específicas

Ligero y cómodo

Aplicación rápida gracias a la correa de cierre

La coloración blanca permite una inmediata visión del estado de limpieza

Accesorios opcionales

QC19010C - COLLAR BAG 1 – BOLSA PARA COLLARINES UNA PIEZA

Datos técnicos

Medidas incluidas	XS, S, M, L, XL
Materiales	PE expandido
Peso del kit	200 g

QC22370A

DALLAS - KIT COLLARINES CERVICALES 5 MEDIDAS (XS/S/M/L/XL)

SET composto pelos seguintes DM de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

QC22301A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.XS	ID. reg. 92291	CND
QC22302A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.S	ID. reg. 92293	CND Y060312
QC22303A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.M	ID. reg. 92298	CND Y060312
QC22304A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.L	ID. reg. 92300	CND Y060312
QC22305A – DALLAS - COLLARÍN CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA MED.XL	ID. reg. 92303	CND

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it