

DALLAS

Kit de 5 colliers cervicaux mono-valve



Les colliers cervicaux Dallas sont des dispositifs à utiliser pour contribuer au maintien de l'alignement neutre du rachis cervical.

Caractéristiques spécifiques

Légers et confortables

De simple mise en place et fermeture aisée par scratch

La couleur blanche permet une inspection immédiate des conditions de nettoyage

Accessoires en option

QC19010C - COLLAR BAG 1 – SAC DE TRANSPORT

Données techniques

Tailles incluses	XS, S, M, L, XL
Matériaux	PE expansé
Poids du kit	200 g

QC22370A

DALLAS - KIT COLLIERS CERVICAUX 5 TAILLES (XS/S/M/L/XL)

SET composé des DM suivants de classe I conformes au Règ. UE 2017/745

QC22301A – DALLAS - COLLIER CERVICAL MONO VALVE TAILLE XS	Id. d'enreg. 92291	CND Y060312
QC22302A – DALLAS - COLLIER CERVICAL MONO VALVE TAILLE S	Id. d'enreg. 92293	CND Y060312
QC22303A – DALLAS - COLLIER CERVICAL MONO VALVE TAILLE M	Id. d'enreg. 92298	CND Y060312
QC22304A – DALLAS - COLLIER CERVICAL MONO VALVE TAILLE L	Id. d'enreg. 92300	CND Y060312
QC22305A – DALLAS - COLLIER CERVICAL MONO VALVE TAILLE XL	Id. d'enreg. 92303	CND Y060312

Rev.0 (31/03/2021)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it