

CERVI FLEX

Collier cervical mono valve semi-rigide kit 3 tailles



Collier cervical mono valve indispensable dans toutes les situations de premiers secours et urgence. Le Cervi Flex s'identifie comme une solution pour l'immobilisation du rachis cervical.

Caractéristiques techniques

Léger et confortable
La fermeture strap permet une facile utilisation
Facilement lavable

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|------------------------------------------------|
| Tailles | S, M, L |
| Matériel | Polyuréthane revêtu d'une protection en vinyle |
| Poids du kit | 250 ± 10 g |

Accessoires en dotation:

QC19010C - COLLAR BAG 1 – sac pour collier mono valve

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

CERVI FLEX – kit collier 3 tailles
(S/M/L)

QC22500A

Classification CND Y060312

Identifiant d'enregistrement 100559



Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it