

## CERVI FLEX

### Kit 3 collari cervicali semirigidi monovalva



Collare cervicale monovalva, destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

#### Caratteristiche specifiche

Leggero e confortevole  
Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap  
Estremamente semplice da pulire

#### Dati tecnici

Misure incluse	S, M, L
Materiali	PU con rivestimento in Vinile
Peso del kit	250 ± 10 g

#### Dotazione

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Sacca per collari monovalva

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CERVI FLEX - KIT COLLARI 3 MISURE (S/M/L)

QC22500A

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 100559



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)