

CERVI FLEX

Collare cervicale semirigido monovalva



Collare cervicale monovalva, destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.


Caratteristiche specifiche

- Leggero e confortevole
- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Estremamente semplice da pulire

Dati tecnici

Dimensione A	100 mm
Dimensione B	490 mm
Dimensione C	60 mm
Materiali	PU con rivestimento in Vinile
Peso	70 ± 5 g

Dimensioni soggette a tolleranza di ± 5mm



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CERVI FLEX - COLLARE CERVICALE
MONOVALVA MIS.S
QC22501A



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	99956

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it