


CERVI FLEX

Collare cervicale semirigido monovalva



Collare cervicale monovalva, destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

Leggero e confortevole
Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
Estremamente semplice da pulire

Dati tecnici

Dimensione A	95 mm
Dimensione B	530 mm
Dimensione C	65 mm
Materiali	PU con rivestimento in Vinile
Peso	80 ± 5 g

Dimensioni soggette a tolleranza di ± 5mm



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CERVI FLEX - COLLARE CERVICALE
MONOVALVA MIS.M
QC22502A



Classificazione CND Y060312
Identificativo registrazione 99961

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it