


CERVI FLEX

Collare cervicale semirigido monovalva



Collare cervicale monovalva, destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.


Caratteristiche specifiche

- Leggero e confortevole
- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Estremamente semplice da pulire

Dati tecnici

Dimensione A	105 mm
Dimensione B	590 mm
Dimensione C	70 mm
Materiali	PU con rivestimento in Vinile
Peso	85 ± 5 g

Dimensioni soggette a tolleranza di ± 5mm



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CERVI FLEX - COLLARE CERV.
MONOV. MIS.L
QC22503A



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	100545

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it