

CERVI FLEX

Collare cervicale semirigido monovalva



Collare cervicale monovalva, destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.


Caratteristiche specifiche

- Leggero e confortevole
- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Estremamente semplice da pulire

Dati tecnici

Dimensione A	125 mm
Dimensione B	655 mm
Dimensione C	95 mm
Materiali	PU con rivestimento in Vinile
Peso	105 ± 5 g

Dimensioni soggette a tolleranza di ± 5mm



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CERVI FLEX - COLLARE CERV.
MONOV. MIS.XL

QC22505A

Classificazione CND

Identificativo registrazione



Y060312

100548

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it