


CERVI FLEX

Kit 5 collari cervicali semirigidi monovalva



Collare cervicale monovalva, destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

Leggero e confortevole
Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
Estremamente semplice da pulire

Dati tecnici

Misure incluse	XS, S, M, L, XL
Materiali	PU con rivestimento in Vinile
Peso del kit	420 ± 10 g

Dotazione

QC19010C - COLLAR BAG 1 – Sacca per collari monovalva

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CERVIFLEX - KIT COLLARI 5 MISURE
(XS/S/M/L/XL)

QC22506A

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 100551



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it