

## YES

## Collare cervicale



I collari cervicali YES sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

#### Caratteristiche specifiche

Forma anatomica della zona occipitale e mandibolare

Rapida applicazione grazie alla chiusura strap

Accesso per tracheotomia

Apertura dedicata al controllo del polso carotideo

Imbottitura sagomata confortevole

La costruzione in morbido materiale espanso garantisce grande leggerezza

#### Dati tecnici

Misura	S
Materiali	PE espanso, nylon

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

YES - COLLARE CERVICALE

BIVALVA MIS. S

QC30101A

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 565929



Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)