

YES

Collare cervicale



I collari cervicali YES sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

Caratteristiche specifiche

Forma anatomica della zona occipitale e mandibolare

Rapida applicazione grazie alla chiusura strap

Accesso per tracheotomia

Apertura dedicata al controllo del polso carotideo

Imbottitura sagomata confortevole

La costruzione in morbido materiale espanso garantisce grande leggerezza

Dati tecnici

Misura	L
Materiali	PE espanso, nylon

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

YES - COLLARE CERVICALE

BIVALVA MIS. L

QC30103A

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 565931



Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it