

YES KIT

Collari cervicali – Kit 4 misure con sacca



I collari cervicali YES sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell'allineamento neutro del rachide cervicale.

Caratteristiche specifiche

- Forma anatomica della zona occipitale e mandibolare
- Rapida applicazione grazie alla chiusura strap
- Accesso per tracheotomia
- Apertura dedicata al controllo del polso carotideo
- Imbottitura sagomata confortevole
- La costruzione in morbido materiale espanso garantisce grande leggerezza
- Kit completo di sacca di trasporto con chiusura zip e possibilità di essere appesa

Dati tecnici

Misure incluse	XS, S, M, L
Materiali	PE espanso, nylon
Peso del kit	545 g
Dimensioni sacca	420 x 330 mm

QC30104A

YES - SET COLLARI 4 MISURE CON SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QC30100A – YES - COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. XS	Id. Reg. 565927	CND Y060312
QC30101A – YES - COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. S	Id. Reg. 565929	CND Y060312
QC30102A – YES - COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. M	Id. Reg. 565930	CND Y060312
QC30103A – YES - COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. L	Id. Reg. 565931	CND Y060312

Rev.0 (31/03/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it