

# JEMS

## Collare regolabile monovalva




Collare cervicale monovalva regolabile destinato all'uso in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

### Caratteristiche specifiche

- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Regolabile in senso verticale
- Fori per una miglior aerazione
- Bordo imbottito per migliorare il comfort
- Facilmente igienizzabile

### Dati tecnici

Misura	L
Altezza (A)	Da 130 a 150 ± 5mm
Lunghezza (B)	585 ± 5 mm
Materiali	PE
Peso	96 g



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

JEMS - COLLARE RIGIDO  
REGOLABILE MONOVALVA MIS.L  
QC50104A



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	92224

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)