

FIXO SPLINT

Attelle rigide



Les attelles Fixo Splint sont des dispositifs pour l'immobilisation des membres à utiliser en cas de suspicion de blessures ou de fractures de ces derniers, dans le but d'éviter l'aggravation durant les phases pré-hospitalières.

Caractéristiques spécifiques

Empreinte de stockage extrêmement réduite
 Fermeture rapide grâce au système de courroie de bandes
 Revêtement thermoscellés pour assurer l'assainissement efficace
 Les matériaux souples pour assurer un grand confort

Données techniques

Dimensions (1)	120 x 220 x 310 ± 10 mm
Matériels	PVC, bois
Poids	410 g

⁽¹⁾ Largeur x profondeur x hauteur (voir photo)

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

FIXO SPLINT - ATTELLE RIGIDE

TAILLE XS

QC70010A

Classification CND



V0804

Enregistrement d'identité

103665

Rev.0 (04/05/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it