

FIXO SPLINT

Attelle rigide



Les attelles Fixo Splint sont des dispositifs pour l'immobilisation des membres à utiliser en cas de suspicion de blessures ou de fractures de ces derniers, dans le but d'éviter l'aggravation durant les phases pré-hospitalières.

Caractéristiques spécifiques

- Empreinte de stockage extrêmement réduite
- Fermeture rapide grâce au système de courroie de bandes
- Revêtement thermoscellés pour assurer l'assainissement efficace
- Les matériaux souples pour assurer un grand confort

Données techniques

Dimensions (1)	120 x 230 x 500 ± 10 mm
Matériels	PVC, bois
Poids	640 g

⁽¹⁾ Largeur x profondeur x hauteur (voir photo)

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

FIXO SPLINT - ATTELLE RIGIDE

TAILLE XS

QC70020A

Classification CND V0804

Enregistrement d'identité 103660



Rev.0 (04/05/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it