

FIXO SPLINT

Steccobenda rigida



Le steccobende Fixo Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap
 Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace
 Materiali morbidi per garantire elevato comfort

Dati tecnici

Dimensioni ⁽¹⁾	120 x 230 x 500 ± 10 mm
Materiali	PVC, legno
Peso	640 g

⁽¹⁾ Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

FIXO SPLINT - STECCOBENDA
 RIGIDA MIS. S

QC70020A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 103660



Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it