

## FIXO SPLINT

### Attelle rigide



Les attelles Fixo Splint sont des dispositifs pour l'immobilisation des membres à utiliser en cas de suspicion de blessures ou de fractures de ces derniers, dans le but d'éviter l'aggravation durant les phases pré-hospitalières.

#### Caractéristiques spécifiques

- Empreinte de stockage extrêmement réduite
- Fermeture rapide grâce au système de courroie de bandes
- Revêtement thermoscellés pour assurer l'assainissement efficace
- Les matériaux souples pour assurer un grand confort

#### Données techniques

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Dimensions (1) | 150 x 230 x 730 ± 10 mm |
| Matériels      | PVC, bois               |
| Poids          | 870 g                   |

<sup>(1)</sup> Largeur x profondeur x hauteur (voir photo)

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

FIXO SPLINT - ATTELLE RIGIDE

TAILLE L

QC70050A

Classification CND



V0804

Enregistrement d'identité

103657

Rev.0 (04/05/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)