

## FIXO SPLINT

### Steccobenda rigida



Le steccobende Fixo Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

#### Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto  
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap  
 Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace  
 Materiali morbidi per garantire elevato comfort

#### Dati tecnici

Dimensioni <sup>(1)</sup>	150 x 230 x 730 ± 10 mm
Materiali	PVC, legno
Peso	870 g

<sup>(1)</sup> Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

FIXO SPLINT - STECCOBENDA  
 RIGIDA MIS. L

QC70050A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 103657



Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)