

FIXO SPLINT KIT

Steccobende rigide – Kit 2 misure con sacca



Le steccobende Fixo Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

- Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
- Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap
- Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace
- Materiali morbidi per garantire elevato comfort

Accessori di serie

- Sacca di trasporto in PVC arancio

Dati tecnici

Steccobenda	Misura ⁽¹⁾ (mm)	Peso (g)
Misura S	120 x 230 x 500 ± 10	640
Misura L	150 x 230 x 730 ± 10	870
Materiali	PVC, legno	
Peso del kit	2 kg	
Dimensione sacca	800 x 430 mm	
Peso sacca	450 g	

⁽¹⁾ Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

QC70090A

FIXO SPLINT SET 2 MISURE(S-L) STECCOBENDE C/SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QC70020A – FIXO SPLINT - STECCOBENDA RIGIDA MIS. S	Id. Reg. 103660	CND V0804
QC70050A – FIXO SPLINT - STECCOBENDA RIGIDA MIS. L	Id. Reg. 103657	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it